

Diş Hekimlikte BİCOM Madde Testi (Uygun test Programları A:196,171)

Hasta Adı/Soyadı:.....

Tarih:.....

Majörler(Ai: 191/170/998):: İnek sütü:.....Buğday:.....Yumurta.....Şeker:.....Candida albicans(Ai: 191/170/998):.....

Ağızdaki Akım(DI):.....mikro Amper (Maks. Tolere edilir değer:100 mikroA= Gösterge 10)

Ağızdaki Voltaj(DU):.....mili Volt (maks. Tolere edilir değer: 4 mili Volt= Gösterge 4)

	1.Temel Sağ/ sol		1. Madde (.....) BİCOM Prg.(.....) Sağ/sol		2. Temel Sağ/sol		2. Madde (.....) BİCOM Prg.(.....) Sağ/sol		3. Temel Sağ/sol		3. Madde (.....) BİCOM Prg.(.....) Sağ/sol		4. Temel Sağ/sol		4. Madde (.....) BİCOM Prg.(.....) Sağ/sol	
ND																
AI																
3E																

Sağ EI